

PRESSURE

体圧・接触圧記録シート

※記録用。32 mmHg は背景知識、40 mmHg は運用目安。介入前後を同条件で比較します。

基本情報			
患者 ID		評価日	
評価者		場所	
体位・条件		使用機器	

測定前に固定する 5 点セット（再評価の再現性）		
固定項目	チェック（□ に✓）	メモ
ベッド角度	<input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 30° <input type="checkbox"/> 45°	
使用寝具・設定	<input type="checkbox"/> マットレス <input type="checkbox"/> クッション <input type="checkbox"/> エア設定固定	
シーツ・介在物	<input type="checkbox"/> しわなし <input type="checkbox"/> タオル類なし <input type="checkbox"/> 張力一定	
測定部位・体位	<input type="checkbox"/> 仙骨 <input type="checkbox"/> 大転子 <input type="checkbox"/> 踵 <input type="checkbox"/> 仰臥位 / 側臥位	
ずれ・微気候	<input type="checkbox"/> 前滑りなし <input type="checkbox"/> 湿潤なし <input type="checkbox"/> 発汗少	

測定記録（数値＋所見メモ）			
部位・条件	目安	測定値	所見・介入メモ
仙骨（介入前）	40 mmHg		
大転子 右（介入前）	40 mmHg		
踵 右（介入前）	40 mmHg		
踵 左（介入前）	40 mmHg		
介入後 再測（主要部位）	40 mmHg		
全体メモ	32 は背景 / 40 は目安		

再評価メモ（イベント・条件差・介入更新など）