

コンフォートカフII 5分フロー記録シート

人工呼吸器併用例での安全確認・吸引・再評価用

患者ID _____	実施日 _____
評価者 _____	場所 _____

1. 実施前チェック（先に止める条件を確認）

気胸・上気道手術直後など禁忌なし

循環・胸痛・出血・逆流リスクを確認

吸引準備完了（カテ・陰圧・回路）

実施可否：実施 / 見送り / 医師確認

メモ（当日の注意点）： _____

2. 5分フロー（準備から回収までを1セット化）

1 禁忌確認

実施可否を決める
記録

2 前処置

体位・加湿を整える
記録

3 吸引準備

回収できる状態に
記録

4 低負荷開始

反応を見て調整
記録

5 回収・再評価

痰量と呼吸音確認
記録

※ 1セットごとに休止・吸引・再評価を挟む。SpO2低下や胸部症状があれば中断。

3. 実施記録（次回の安全性が上がる情報だけ残す）

項目	記入欄	メモ
目的	<input type="checkbox"/> 奥の痰を動かす <input type="checkbox"/> 上がった痰を回収 <input type="checkbox"/> 無気肺/貯留対策	
前処置	体位： _____ 加湿/ネブライザ：有・無 呼吸介助：有・無	
設定・回数	インターフェース：気切 / マスク 設定： _____ 回数： _____ セット	
実施前後	前：SpO2 _____ % HR _____ / 後：SpO2 _____ % HR _____	
痰・吸引	量：少・中・多 性状： _____ 色： _____ 吸引タイミング： _____	

4. 中止・調整メモ（該当時は理由を残す）

中止・注意サイン

SpO2低下

頻脈/徐脈

胸痛/呼吸困難

喘鳴・閉塞感

血痰

回復遅延

対応・報告・次回調整

5. 次回への申し送り・再評価メモ

今回の効果・残った課題

次回の調整案（設定・体位・吸引）

