

基本情報

MWST/WST

患者 ID：

評価日：

評価者：

場所：

姿勢（座位／ギヤッジ）：

飲水条件（水温・性状）：

評価前に固定する 6 点セット（再評価の再現性）

固定項目	チェック（固定できたら □ に✓）	メモ
体位（角度）	<input type="checkbox"/>	
頭頸部位置	<input type="checkbox"/>	
水温	<input type="checkbox"/>	
水量・手順	<input type="checkbox"/>	
注入位置・方法（MWST）	<input type="checkbox"/>	
観察順（むせ→声→呼吸）	<input type="checkbox"/>	

採点記録（点数＋所見メモ）

テスト	条件	スコア	所見（むせ・湿性嘔声・呼吸）	次の判断
MWST 1 回目	冷水 3 mL（口腔底）			
MWST 2 回目（必要時）	同条件			
MWST 最終（最悪点）	最も低い点を採用		反復嚔下：30 秒で 2 回（可／不可）	
WST（30 mL）	常温 30 mL		飲み方：一気／分割 所要時間：秒	
中止理由（あれば）	危険サインで中止			

再評価メモ（イベント・条件差・介入更新など）
